

# STÉRILISATEUR UVC (BOÎTE D'IRRADIATION)

Référence : IR2



## Intérieur INOX et minuterie intégrée

Caractéristiques :

- Stérilisateur intérieur inox, hermétique aux UV
- Porte transparente, interrupteur
- Dimensions totales (cm) : l x L x H = 35 x 22 x 25,5
- Volume utile (cm): 25 x 20 x 18
- Puissance de la lampe : 6 Watts
- Longueur d'onde : 254 nm
- 3 boîtes de Petri peuvent être irradiées simultanément
- Adapté à la désinfection du petit matériel de laboratoire