


# TABLE OPTIQUE MAGNÉTIQUE

FICHE  
PRODUIT

Référence : TABLOPT



- Etude de focométrie
- Etude de la diffraction avec un laser  
Panneau blanc magnétique et inscriptible (effaçable), avec quadrillage gradué au cm, permettant d'effectuer des manipulations d'optique géométrique, ou bien encore l'étude de la diffraction avec un laser.  
Il suffit d'y disposer des pieds d'optique magnétiques, ainsi que des accessoires comme des sources jetons, des lentilles, lasers, écran...  
Ce même tableau peut aussi être utilisé pour effectuer des expériences de mécanique statique.

Caractéristiques techniques :

- Panneau magnétique et inscriptible
- 4 pieds réglables pour une utilisation horizontale
- 2 pieds de support (amovibles) pour une utilisation verticale
- Dimensions : 600 x 400 mm
- Masse : 3,8 kg