

THERMOMÈTRE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

FICHE
PRODUIT

Référence : THERMINTEXT



Thermomètre digital électronique à écran LCD, avec double affichage de la température interne et externe

Caractéristiques techniques :

- Gamme : de -50°C à +70 °C
- Précision : ± 2 °C
- Fonctions Mini/Maxi
- Câble étanche 1 m
- Sonde inox
- Dimensions : 135 x 75 x 15 mm
- Masse : 130 g
- Alimentation : 1 pile AA (fournie)
- Béquille ou fixation murale