

THERMOMÈTRE TYPE K À SORTIE ANALOGIQUE

Référence : TYPEKSA



Sortie analogique compatible avec tout système ExAO
Béquille d'inclinaison réglable
Alimentation sur pile 9 V ou sur bloc secteur (fourni)
Sonde type K fournie

Ce thermomètre permet de mesurer des températures comprises entre -50°C et 1200°C (en deux calibres) :

Calibres :

- résolution : 0,1°C
- précision : <1%
- de 0°C à 1200°C
- résolution : 1°C
- précision : <1%

Une sortie analogique sur 2 douilles bananes de sécurité permet de récupérer une tension proportionnelle à la température mesurée.

La béquille inclinable peut tourner sur 360° permettant une utilisation à plat ou inclinée, et un rangement avec béquille repliée sur l'écran pour le protéger de la casse.

Caractéristiques techniques :

- Gamme de température : -50 à 1200°C
- Affichage : 2000 points
- Sortie analogique : 0 à 5 V pour chaque calibre sur douilles bananes de sécurité Ø 4 mm
- Interrupteur à levier pour sélectionner le calibre
- Indicateur de batterie faible
- Sonde fournie : thermocouple type K -50°C à 400°C
- Dimensions : 150 x 100 x 40 mm
- Alimentation : pile 9 V type 6F22 (non fournie) ou sur adaptateur secteur (fourni)

Référence

TYPEKSA

Plage de mesure

De -50°C à 1200°C

Précision