

# TUBES À ESSAI EN VERRE BORO 3.3

Références : TEV, TEVBOR12, TEVBOR14, TEVBOR18, TEVBOR20



Tubes à essai en verre

Référence	Ø ext.	Longueur	Verre	Lot
TEV	16 mm	160 mm	Boro 3.3	100
TEVBOR12	12 mm	120 mm	Boro 3.3	100
TEVBOR14	14 mm	140 mm	Boro 3.3	100
TEVBOR18	18 mm	180 mm	Boro 3.3	100
TEVBOR20	20 mm	200 mm	Boro 3.3	100