

TUBES CAPILLAIRES SUR SUPPORT

FICHE
PRODUIT

Référence : TUBCAPIL



Maquette permettant d'illustrer l'action capillaire, composée de 4 tubes en verre de différents diamètres positionnés dans un récipient en acrylique avec panneau arrière blanc
Un tube de remplissage permet d'introduire aisément le liquide dans la cuve.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 120 x 30 x 260 mm

Ø tubes capillaires : 0,36 mm / 0,50 mm / 0,90 mm / 1,5 mm

Longueur : 250 mm