

VALISETTES EN PP

Références : VALPP2, VALPP4, VALPP3, VALPP1



Valisettes en polypropylène pour le rangement et la protection.
Mousses alvéolées intégrées

Référence	Couleur	Dimensions ext.	Masse
VALPP1	Bleue	240 x 200 x 43 mm	190 g
VALPP2	Rouge	360 x 268 x 73 mm	550 g
VALPP3	Noire	439 x 297 x 108 mm	1080 g
VALPP4	Noire	515 x 415 x 135 mm	1260 g