

Références : VIVID555, VIVID234, VIVID755



VIVITEK D234
Réf : VIVID234

VIVITEK D555
Réf : VIVID555

VIVITEK D755WT
Livré avec support mural WMB-X1
Ultra courte focale !
Réf : VIVID755

Référence	VIVID234	VIVID555	VIVID755
Luminosité	3 200 lumens	3 000 lumens	3 000 lumens
Résolution	SVGA (800 x 600)	native XGA avec une haute luminosité	WXGA (1280 x 800) , max: UXGA (1600 x 1200)
Format	0.16875	0.16875	16:10 NATIVE
Contraste	10 000:1	15 000:1	5 000:1
Niveau sonore	30dB/28dB	35dB/32dB	29dB/33dB
Son	2W	2W	10W x 2
Durée de vie de la lampe	4 000/6 000/8 000 heures (Std./Eco/Dyn.Eco Mode)	5 000/6 000/10 000 heures (Std./Eco/Dyn.Eco Mode)	6 000/10 000 heures (Std./ Eco Mode)

Poids	1,97 kg	2.3kg	5 Kg
Dimensions	285 x 193,5 x 111,5 mm	274,6 x 212 x 100 mm	288 x 374 x 127 mm
Garantie appareil	2 ans	5 ans	2 ans
Garantie lampe	1 an	1 an	1 an