


Référence : P51



Visionneuse P51™

Étudiez les éléments constitutifs de la vie grâce à la fluorescence

Visionneuse à lumière bleue

La visionneuse de fluorescence P51™, permet de détecter et de mesurer des molécules fluorescentes, comme l'ADN, de manière simple et visuelle, bon marché et portable qui convient à tous les environnements. Il suffit de placer vos échantillons dans le P51™ et d'allumer la lumière bleue sûre. Vos tubes s'illumineront ! Explorations basées sur la fluorescence.

Caractéristiques :

Dimensions : L 10,7 x P 9 x H 5,7 cm. Poids : 220 g

Source d'alimentation : pile 9V (non incluse)

Contenu de l'emballage : Visionneuse P51, filtre jaune, filtre orange, boîtier de la pile (pile 9V non incluse), bande LED. Visionneuse à assembler.