

AGITATEUR MAGNÉTIQUE

FICHE
PRODUIT

Référence : AGITROND



Agitateur magnétique non-chauffant, idéal pour des petits volumes.

Volume max d'agitation : 1 L

Vitesse d'agitation : 0 à 2000 tours/min

Boîtier en ABS

Dimensions : Ø 120 x 60 mm

Masse : 0,6 kg

Produit livré avec adaptateur secteur et barreau aimanté.

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | AGITROND |
| Capacité | 1 L |
| Vitesse d'agitation | 0 à 2000 trs/min |
| Chauffant | Non |
| Puissance Chauffe | - |
| Temp. Max. | - |
| Régulation | - |
| Masse | 0,6 Kg |
| Dimensions | Ø 120 x 60 mm (Ø x H) |
| Garantie | 1 an |
| Affichage | Non |