

AGITATEUR MAGNÉTIQUE 12 L CHAUFFANT

Référence : AGSB1



Appareil multifonctions : agitateur magnétique, plaque chauffante, chauffe-ballons (adaptateurs en option)
Boîtier en acier INOX, muni d'un orifice pour fixer une tige de statif Ø 12 mm.
Livré avec un barreau magnétique.

Caractéristiques techniques :
Capacité d'agitation : 12 litres
Vitesse d'agitation : 250-1600 trs/min
Plateau en aluminium Ø 135 mm
Puissance de chauffe : 400 W
Température max : 425°C
Dimensions (LxPxH) : 165 x 220 x 105 mm
Masse : 2 kg

Référence	AGSB1
Capacité	12 L
Vitesse d'agitation	250 à 1600 trs/min
Chauffant	Oui
Puissance Chauffe	400 W
Temp. Max.	425°C
Régulation	Analogique
Masse	2 Kg

Dimensions	165 x 220 x 105 mm (L x P x H)
Garantie	3 ans
Affichage	Non