

Référence : AIG



Cet aiguiser **Smith's** permet un affûtage complet de toutes vos lames du laboratoire !

Parfait pour l'entretien régulier de vos scalpels à lames fixes, il possède **2 fentes** :

- La 1ère sert à **affûter vos scalpels ou autres lames simples (couteaux à lames lisses)** de manière efficace et sécurisée.

- La 2ème est très utile pour **affûter vos ciseaux** !

L'aiguiser correspond à un grain d'environ 1500.

La forme ergonomique de cet outil vous permet une utilisation sans risque et sans effort.

En effet, les empreintes vous permettent de tenir d'une main votre affûteur, la prise est donc ferme, stable, et maniable.