

Référence : ADA



Cette séquence peut se faire pendant la migration de votre électrophorèse ou pendant votre amplification !  
(notice pédagogique fournie)

Identifiez votre espèce d'abeille en 3 étapes !

1. Scannez\* les ailes droites d'abeilles proposées sur lames
2. Envoyez vos images sur Apiclass, logiciel en ligne développé par le Muséum National d'Histoires Naturelles (MNHN)
3. Trouvez de quelle espèce il s'agit !

\*Le scanner que nous proposons a été validé par le MNHN