

APPAREIL À POINT DE FUSION

Référence : SMP11



Facile à utiliser

Avec un taux de chauffage réglable manuellement, le SMP11 chauffe rapidement des échantillons jusqu'à la température de fusion.

Jusqu'à 3 échantillons peuvent être examinés simultanément.

Fourni avec un thermomètre sans mercure, il ne présentera pas de risque sanitaire en cas de casse.

Les tubes capillaires contenant les échantillons à tester sont placés dans l'appareil. Une loupe et un système d'éclairage permettent la visualisation de l'échantillon et la lecture de la température.

Livré avec 1 thermomètre sans mercure et un lot de 100 tubes capillaires.

Gamme de température : ambiante à 250°C

Montée en température : 1 à 10°C / min

Dimensions / Poids : 370 x 140 x 110 mm / 1,7 kg