

Références : LBAPBP02, LBAPCO02, LBATV, LBAPBV01, LBAPBV02, LBAPBP01



Armoire à portes battantes pleines

Armoires avec 4 étagères réglables renforcées avec renfort métal époxy, 1 étagère fixe, fond en 19 mm pour positionnement taquet central, construction mélaminé blanc 19 mm hydrofuge

Réf : LBAPBP01 - LBAPBP02 -

Armoire à portes battantes vitrées

Armoires avec 4 étagères réglables renforcées avec renfort métal époxy, 1 étagère fixe, fond en 19 mm pour positionnement taquet central, construction mélaminé blanc 19 mm hydrofuge

Réf : LBAPBV01 - LBAPBV02 -

Armoire à portes coulissantes

Armoires avec 4 étagères réglables renforcées avec renfort métal époxy, 1 étagère fixe, fond en 19 mm pour positionnement taquet central, construction mélaminé blanc 19 mm hydrofuge

Réf : LBAPCO02

Armoire à tiroirs verticaux

Armoire à 2 Tiroirs Verticaux, 2 x 5 étagères à bords relevés (4 réglables et 1 fixe), construction mélaminé blanc.

Dimensions : 500 x 750 x 1970 mm

Réf : LBATV