ARMOIRES À VENTILATION FILTRANTE CYLTEC



Références: AFN22C, AFN1C, AFN21C, AFN2C



- Structure acier électro-zingué 10/10e
- Peinture poudre polyester haute résistance aux agressions chimiques polymérisée au four,
- corps blanc RAL 9003
- Portes vitrées réversibles ouvrant à 180° en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2)
- Fermeture à clé
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée
- Bac de rétention général grande capacité amovible sans soulèvement et déflecteurs de récupération, tapis absorbant
- Système de filtration intégré au charbon actif (efficacité conforme norme NF X 15 211)
- A compléter par le filtre à charbon actif adapté (armoire livrée sans filtre)

Armoire 1 compartiment 1 porte

Réf : AFN1C

Armoire 2 compartiments 1 porte

Réf: AFN2C

Armoire 2 compartiments 2 portes

Réf : AFN21C

Armoire 4 compartiments 2 portes

Réf: AFN22C



Référence	Capacité de stockage	Bac de rétention	Nombre d'étagères	Poids	Dimensions ext. H x L x P (avec caisson)
AFN1C	180 L	1 x 39 L	4 étagères	105 kg	2160 X 800 X 500 mm
AFN21C	2 x 180 L	2 x 39 L	2 x 4 étagères	170 kg	2160 X 1600 X 500 mm
AFN22C	4 x 90 L	4 x 19 L	4 x 4 étagères	220 kg	2160 X 1600 X 500 mm
AFN2C	2 x 90 L	2 x 19 L	2 x 4 étagères	130 kg	2160 X 800 X 500 mm