

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Références : Q30-116-3ET, Q30-116-4T, Q30-86-4T, Q30V-86-3ET, Q30-86-3ET, Q30-56-3ET, Q30V-86-4T, Q30-56-4T



Armoires à compléter d'un caisson de filtration ou de ventilation

Un stockage sécurisé et approuvé des liquides inflammables

- Test résistance au feu (testé type) selon EN 14470-1
- Résistance au feu 30 minutes, approuvé GS, conforme CE
- Conforme selon EN 14727 (meuble de laboratoire)

Construction

- Robuste avec portes à trois charnières
- Surface peinte structurée de qualité supérieure résistante aux rayures
- Portes avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage)
- Conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction
- Revêtement extérieur de l'armoire en gris anthracite (quasiment RAL 7016)

- Plinthe avec dispositif d'ajustement

Portes battantes

- Porte réglable, avec arrêt dans toutes les positions, fermeture automatique en cas d'incendie grâce au thermo fusible
- Portes pleines ou vitrées

Transport

- Socle de transport intégré
- Transport facile, sans palette

Équipement intérieur standard

3 étagères avec 1 bac de rétention au sol ou 4 tiroirs coulissants en acier revêtu d'époxy

Référence	Etagères ou tiroirs coulissants	Dimensions ext. (L x P x H)	Porte(s)	Masse sans équipement
Q30-116-3ET	3 étagères et 1 bac de rétention	1164 x 620 x 1947 mm	pleines	240 kg
Q30-116-4T	4 tiroirs coulissants avec rétention	1164 x 620 x 1947 mm	pleines	240 kg
Q30-56-3ET	3 étagères et 1 bac de rétention	564 x 620 x 1947 mm	pleine	146 kg
Q30-56-4T	4 tiroirs coulissants avec rétention	564 x 620 x 1947 mm	pleine	146 kg
Q30-86-3ET	3 étagères et 1 bac de rétention	864 x 620 x 1947 mm	pleine	195 kg
Q30-86-4T	4 tiroirs coulissants avec rétention	864 x 620 x 1947 mm	pleine	195 kg
Q30V-86-3ET	3 étagères et 1 bac de rétention	864 x 620 x 1947 mm	vitree	195 kg
Q30V-86-4T	4 tiroirs avec rétention	864 x 620 x 1947 mm	vitree	195 kg