

Références : CLASMED, CLASMED9L



## Entièrement automatique : programmez et oubliez ! Idéal pour la décontamination.

Cet autoclave très simple d'utilisation et à un prix très abordable vous surprendra par sa flexibilité. Il est équipé d'un système de sécurité intégré qui empêche l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la température intérieure soit redescendue à un niveau sûr.

De plus, le processus de refroidissement contrôlé garantit la protection de votre verrerie. Sa stabilité évite tout risque de basculement.

Livré avec un panier.

Stérilisation : 121 °C à 1.05 bar, min. 28 minutes

P=1500W.

Garantie:

- 2 ans sur les pièces
- 10 ans sur la chambre de pression
- Garantie à vie sur l'élément chauffant

Autoclave 12L

Réf : CLASMED

Autoclave 9L

Réf : CLASMED9L

Référence	Dimensions	Dimensions intérieures	Capacités
-----------	------------	------------------------	-----------

	<b>extérieures (mm)</b>	<b>(mm)</b>	
CLASMED	320 x 420	210 x 328	12L, 4 Kg
CLASMED9L	335 x 340	210 x 230	9L, 3 Kg