

BALANCES ADAM SÉRIE CB

FICHE
PRODUIT

Références : CB1001, CB3000, CB501



L'écran LCD rétroéclairé vert lumineux affiche des résultats clairs, associé à un clavier simple d'utilisation et un plateau de pesée amovible en acier inoxydable pour un nettoyage facile. Les pieds sont réglables et la balance dispose d'un niveau à bulle et d'un indicateur de batterie faible.

Taille du plateau : Ø 130 mm en inox

Dimensions/ Masse : 160 x 205 x 45 mm / 0,385 kg

Alimentation : 2 piles AA livrées. Adaptateur secteur en option.

Référence	CB1001	CB3000	CB501
Portée	1 kg	3 kg	500 g
Précision	0,1 g	1 g	0,1 g
Alimentation	2 piles 1,5V AA ou bloc secteur	2 piles 1,5V AA ou bloc secteur	2 piles 1,5V AA ou bloc secteur
Taille plateau	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Revêtement plateau	Inox	Inox	Inox
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans