

# BALANCES ANTI-CHOC PORTABLES SÉRIE CORE CQT

Références : CQT1501, CQT2000, CQT202, CQT251, CQT5000, CQT601



**Les balances sont empilables pour un rangement facilité  
dans les placards.  
Résiste aux chocs**

- Calibrage digital externe avec le clavier
- Écran rétro éclairé avec des chiffres de 15 mm
- Alimentation Adaptateur AC (inclus) ou fonctionnement avec six piles AA (piles non fournies)
- Plateau en acier inoxydable
- Protection contre les surcharges à trois points ShockProtect™,
- Connexion pour câble antivol de type Kensington™
- Deux touches tare codées en couleur pour une reconnaissance rapide
- Auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cage de protection amovible en standard avec les plateaux de 120 mm ø

- Rangement par empilement (modèles CQT202, 251, 601 et 1501)
- Dimensions (L x l x H) : 172 x 251 x 75 mm

Référence	Portée	Précision	Alimentation	Taille plateau	Revêtement plateau	Garantie	Cage de pesée
CQT1501	1,5 kg	0,1 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 145 mm	Inox	2 ans	non
CQT2000	2 kg	1 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 145 mm	Inox	2 ans	non
CQT202	200 g	0,01 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	oui
CQT251	250 g	0,1 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	oui
CQT5000	5 kg	1 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 145 mm	Inox	2 ans	non
CQT601	600 g	0,1 g	6 piles 1,5V AA ou bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	oui