

BALANCES DE PRÉCISION ET D'ANALYSE ADAM SÉRIE LUNA

FICHE PRODUIT

Références : LAB124E, LAB214E, LPB223E, LPB423E, LPB623E, LTB2602E



Référence	Portée	Précision	Alimentation	Taille plateau	Revêtement plateau	Garantie	Cage de pesée	Communication	Calibrage
LAB124E	120 g	0,1 mg	Bloc secteur	Ø 80 mm	Inox	2 ans	192 x 192 x 230 mm	RS232 et USB	Externe
LAB214E	210 g	0,1 mg	Bloc secteur	Ø 80 mm	Inox	2 ans	192 x 192 x 230 mm	RS232 et USB	Externe
LPB223E	220 g	1 mg	Bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	192 x 192 x 115 mm	RS232 et USB	Externe
LPB423E	420 g	1 mg	Bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	192 x 192 x 115 mm	RS232 et USB	Externe
LPB623E	620 g	1 mg	Bloc secteur	Ø 120 mm	Inox	2 ans	192 x 192 x 115 mm	RS232 et USB	Externe
LTB2602E	2,6 kg	0,01 g	Bloc secteur	185 x 185 mm	Inox	2 ans	non	RS232 et USB	Externe

