

BALLONS À FOND ROND BICOL EN VERRE BORO 3.3

FICHE
PRODUIT

Références : BBICECO2, BBICECO1, BBICECO4, BBICECO3, BBICECO6, BBICECO5



Ballon bicol
Ballon bicol en verre boro 3.3

Référence	Capacité	Rodage
BBICECO1	100 ml	19/26
BBICECO2	100 ml	24/29
BBICECO3	250 ml	19/26
BBICECO4	250 ml	24/29
BBICECO5	500 ml	19/26
BBICECO6	500 ml	24/29