

# BANC CHAUFFANT KOFLER

Référence : KOFLER2



Appareil permettant de déterminer rapidement un point de fusion. Un dispositif de chauffage unilatéral permet d'obtenir un gradient de température quasi linéaire. La température se lit au moyen d'un curseur sur une échelle graduée de +50 °C à +260 °C.  
Livré complet avec une boîte de 8 étalons :

- Azobenzol 68,0 °C
- Benzil 95,0 °C
- Acetanilid 114,6 °C
- Phenacétin 134,5 °C
- Benzanilid 163,0 °C
- Salophen 191,0 °C
- Dicyandiamid 210 °C
- Saccharin 228,0 °C

Dimensions : 450 x 110 x 140 mm  
Masse : 2,5 Kg