

BOITE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

Référence : 76026



Boîte pour petit entretien régulier

Service après-vente microscopie Sordalab

Cette boîte permet de réaliser toutes les opérations d'entretien, nettoyage et de maintenance de notre gamme de microscopes.

Composition :

- Tube de graisse pour crémaillères
- 25 feuilles de papier Joseph pour le nettoyage des lentilles
- Jeu de clés Allen
- 7 tournevis de précision
- Un tournevis PH2 6 x 125 mm
- Boîte à outils