

CAPTEUR MULTI-TEMPÉRATURE (4 SONDES)

FICHE
PRODUIT

Référence : PS-2143



4 en 1

Livré avec 3 sondes

Connectez jusqu'à 4 sondes de température en même temps.

Applications courantes:

Étude de la constante solaire

Mesures de températures dans un verre ou un aquarium à plusieurs niveaux.

Mesures de températures de la peau sur un individu au repos et un autre à l'effort.

Inclus: 2 sondes de température réf. PS-2153 et 3 sondes de température réf. PS-2135. Il est possible d'adapter toutes les sondes décrites ci-dessous sur l'adaptateur.