

# CENTRIFUGEUSE POUR MICROTUBES 5400 TOURS/MIN

Référence : CENTRIF



## Mini-centrifugeuse

Vitesse fixe : 5 400 trs/min (2 000 g)

Modèle silencieux (50dB) et bien stable avec son poids de 1,85 kg, même en cas de mauvais équilibrage. Les rotors se changent extrêmement facilement avec un système clipsable très bien conçu.

Ouverture sécurisée par bouton pression.

Dimensions (L x P) : 175 x 140 mm

C'est un modèle très simple, peu encombrant et très robuste.

## Capacité :

- 6 tubes de 1,5 ou 2 ml
- 16 microtubes à PCR 0,2 ml en barrette ou 12 microtubes PCR individuels
  - Privilégiez l'usage de barrettes de microtubes PCR
  - Dans le cas d'utilisation de tubes individuels de PCR, capacité ramenée à 12 microtubes (ne pas utiliser les 4 places des extrémités du rotors pour tubes PCR).

Livrée avec les deux rotors (pour barrettes de microtubes PCR et pour tubes 1,5ml).

<b>Référence</b>	CENTRIF
<b>Vitesse réglable</b>	Non
<b>Vitesse max. (trs/min)</b>	5400

<b>Force centrifuge</b>	2000 g
<b>Minuterie</b>	Non
<b>Capacité</b>	6 tubes de 1,5 ou 2 mL 16 microtubes à PCR 0,2 mL
<b>Nb de rotors inclus</b>	2
<b>Dimensions</b>	175 x 140 mm (L x P)
<b>Masse</b>	1,85 kg