

# CHAUFFE-BALLONS AVEC AGITATION MAGNÉTIQUE

FICHE  
PRODUIT

Références : CBAGIT4, CBAGIT1, CBAGIT3, CBAGIT2



Référence	Capacité	Régulation	Puissance	Agitation magnétique
CBAGIT1	250 ml	Analogique	150 W	1600 trs/min
CBAGIT2	500 ml	Analogique	250 W	1600 trs/min
CBAGIT3	250 ml	Numérique	150 W	1600 trs/min
CBAGIT4	500 ml	Numérique	250 W	1600 trs/min