

# COLORIMÈTRE À DEL USB OU BLUETOOTH

Référence : COLDM



Simple et robuste

Utilisation autonome ou par l'intermédiaire d'un ordinateur

Calcul de l'absorbance et transmission sur 3 longueurs d'onde

Écran LCD 4 digits

Connexion USB ou Bluetooth (application gratuite pour appareils iOS ou Android)

Plage de mesure :

- Absorbance : 0 à 1999
- Transmission : 0,0 à 100,0 %  
Longueurs d'onde : rouge (630 nm), vert (525 nm) et bleu (465 nm) par l'intermédiaire de DEL.  
Étalonnage par la pression d'un bouton.  
Connexion USB. Logiciel de traitement de données en Français fourni.  
Alimentation : 4 piles AA. Lorsque le câble USB est connecté, les piles ne sont pas utilisées.  
Appareil livré avec 10 cuvettes, un support en plastique, 4 piles, un câble USB et un logiciel en français.