

# COLORIMÈTRE QUALITÉ DE L'EAU

FICHE  
PRODUIT

Référence : PS-2179



## 8 facteurs

Ce colorimètre est spécialement conçu pour l'analyse de l'eau. Il permet de mesurer très facilement et précisément la concentration ionique d'échantillons aqueux pour 8 facteurs au choix. Il fonctionne en combinaison avec les kits de réactifs proposés ci-contre.

Il est très simple à utiliser:

L'élève dispose d'ampoules de réactif (correspondant à l'ion à titrer), il suffit de casser le bout de l'ampoule avec un système sécurisé (fourni) puis de placer l'ampoule dans l'échantillon à analyser.

L'ampoule se remplit automatiquement, il ne reste qu'à agiter pour mélanger et placer l'ampoule dans le colorimètre.

Les mesures s'affichent en quelques secondes.