

# COMPARTIMENTS POUR BACS GRATNELLS

Référence : SORTED



Gamme de compartiments amovibles conçus pour s'adapter aux bacs Gratnells (75 et 150 mm). Possibilité de créer jusqu'à 8 compartiments dans les petits bacs (75 mm) et 16 compartiments (sur 2 niveaux) dans les bacs plus profonds (150 mm). Tous les éléments ont subi un traitement antimicrobien.

Composition :

- 4 grands bacs violets
- 16 bacs medium bleu-cyan
- 32 petits bacs citron-vert