

Référence : CVSRV



Couverture isothermique à deux faces dites «or/argent».

Elle est fabriquée à partir d'un film polyester métallisé très résistant et imperméable.

Le côté or (ou doré) placé vers l'extérieur protège du froid et permet à l'utilisateur de conserver la chaleur à la température de son corps.

Le côté Argent placé vers l'extérieur isole de la chaleur car il renvoie alors les rayons calorifiques.

Réfléchit 90 % du rayonnement infra-rouge.

Dimensions : 220 x 140 cm. Poids : 60 grammes.

Non stérile.