

Références : EASY10, EASY25, EASY5, EASY50



Excellente résistance chimique. Fabriqué en PTFE, verre borosilicaté 3.3, polypropylène et FEP. Haute reproductibilité des mesures. Peut se monter directement sur col GL 45, adaptateurs inclus pour les flacons de laboratoires les plus courants. Nettoyage et entretien aisés. Autoclavable à 121°C. Conçu pour distribuer des liquides dans les conditions suivantes : température entre -15 et +40 °C (équipement et réactif), pression de vapeur jusqu'à 500 mBar, densité jusqu'à 2.2 g/cm<sup>3</sup> et viscosité jusqu'à 500 mm<sup>2</sup>/s. Livré sans flacon.

*NB: Vérifier la résistance aux produits que vous souhaitez manipuler*

0,5 - 5,0 ml

**Réf : EASY5**

1,0 - 10,0 ml

**Réf : EASY10**

2,5 - 25,0 ml

**Réf : EASY25**

5,0 - 50,0 ml

**Réf : EASY50**