

ÉGOUTTOIRS DE TABLE OU À SUSPENDRE

Références : EGOUT, EGOUT2



Modèle 55 postes

Égouttoir 55 postes

Égouttoir mural ou de paillasse composé de 50 tiges simples et 5 branches doubles.

Livré avec plateau d'égouttage.

Dimensions : 35 x 64 cm

Réf : EGOUT2

Modèle 79 postes

Égouttoir en fil plastifié PVC.

Hauteur : 640 mm ; Largeur : 500 mm.

79 têtes et plateau d'égouttage.

Réf : EGOUT