

# ÉLECTRODE PH COMBINÉE À GEL METTLER TOLEDO

Référence : METPH407



Électrode de rechange

Nous consulter pour desconnectiques particulières

Électrode de pH, particulièrement adaptée aux pH-mètres Mettler Toledo

Electrolyte : KCl gélifié

Gamme pH : 0

- 14, Gamme T° : 0 à 80°C  
Système de référence : Argenthaltm  
Dimensions : Ø 12 mm x 120 mm  
Connectique : BNC, câble de 1 m