

ÉLECTRODE PH COMBINÉE À REMPLISSAGE CORPS EN VERRE CHAUVIN ARNOUX

FICHE
PRODUIT

Référence : BRV1HBNC



Electrode pH combinée

Référence	BRV1HBNC
Modèle	BRV1H
Marque	Chauvin Arnoux
Gamme pH	0 à 14
Gamme température	0 à 80°C
Référence	Ag/AgCl
Electrolyte	KCl 1 mol/L
Corps	verre
Connexion	BNC
Dimensions	Ø12 mm