

# ÉLECTRODE PH COMBINÉE À REMPLISSAGE FICHE BNC CHAUVIN ARNOUX

Référence : XRV1HBNC



Electrode pH combinée  
Gamme de mesure : 2 à 12  
Système de référence : Ag / AgCl  
Electrolyte de référence : KCl molaire liquide  
Corps en PVC  
Dimensions : Ø 12 x 120 mm  
Connectique : BNC

<b>Référence</b>	XRV1HBNC
<b>Modèle</b>	XRV1H
<b>Marque</b>	Chauvin Arnoux
<b>Gamme pH</b>	0 à 12
<b>Gamme température</b>	0 à 60°C
<b>Référence</b>	Ag/AgCl
<b>Electrolyte</b>	KCl 1 mol/L
<b>Corps</b>	plastique
<b>Connexion</b>	BNC
<b>Dimensions</b>	Ø12 mm