

ÉLECTRODE PH COMBINÉE À REPLISSAGE FICHE S7 CHAUVIN ARNOUX

FICHE
PRODUIT

Référence : XRV1HS7



Electrode pH combinée
Gamme de mesure : 2 à 12
Système de référence : Ag / AgCl
Electrolyte de référence : KCl molaire liquide
Corps en polypropylène
Dimensions : Ø 12 x 120 mm
Connectique : S7

Référence	XRV1HS7
Modèle	XRV1H
Marque	Chauvin Arnoux
Gamme pH	0 à 12
Gamme température	0 à 60°C
Référence	Ag/AgCl
Electrolyte	KCl 1 mol/L
Corps	plastique
Connexion	S7
Dimensions	Ø12 mm