

ENTONNOIRS CYLINDRIQUE EN VERRE BORO 3.3 AVEC ROBINET

FICHE
PRODUIT

Références : ENCYRV30, ENROBT30, ENCYRV50, ENROBT50



Cylindrique en verre boro 3.3 avec robinet

Référence	Capacité	Ø sup	Ø tige	Longueur tige	Robinet
ENCYRV30	30 ml	30 mm	8 mm	100 mm	Verre
ENCYRV50	50 ml	32 mm	9 mm	70 mm	Verre
ENROBT30	30 ml	30 mm	8 mm	100 mm	Téflon
ENROBT50	50 ml	32 mm	9 mm	70 mm	Téflon