

ENTONNOIRS EN VERRE BORO 3.3 60°

FICHE
PRODUIT

Références : ENTV100, ENTV190, ENTV140, ENTV15, ENTV30



En verre boro 3.3 60°

Référence	Capacité	Ø sup	Ø tige	Longueur tige
ENTV100	100 ml	75 mm	9 mm	75 mm
ENTV140	140 ml	90 mm	11 mm	90 mm
ENTV15	15 ml	50 mm	7 mm	50 mm
ENTV190	190 ml	100 mm	13 mm	100 mm
ENTV30	30 ml	60 mm	8 mm	60 mm