

FILTRES ANTIBACTÉRIENS

FICHE
PRODUIT

Références : FANTB, FANTB100



S'adaptent directement sur le cathéter ou sur le raccord en T.

Ils constituent une protection pour l'élève contre toute infection bactérienne. De plus, ils limitent les contaminations du cathéter.

Dimensions :

1 côté Ø ext. 24 mm, Ø int. 22 mm.

1 côté Ø ext. 22 mm, Ø int. 16 mm.

Filtres antibactériens

Réf : FANTB

Lot de 100 filtres antibactériens

Réf : FANTB100