

FLACONS COMPTE-GOUTTES EN VERRE

Références : FCV2, FVB30, FCV1, FVB125, FCG30, FCG60, FCG125, FVB60



Verre brun 125 ml
Flacons en verre transparent ou brun et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FVB125

Verre brun 30 ml
Flacons en verre transparent ou brun et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FVB30

Verre brun 60 ml
Flacons en verre transparent ou brun et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FVB60

Verre transparent 125 ml
Flacons en verre et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FCG125

Verre transparent 30 ml
Flacons en verre et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FCG30

Verre transparent 60 ml
Flacons en verre et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FCG60

Verre transparent usage intensif 10 ml
Flacons en verre transparent ou brun et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FCV1

Verre transparent usage intensif 30 ml
Flacons en verre transparent ou brun et pipettes compte-gouttes
Tétine néoprène.
Réf : FCV2

Référence	Capacité	Type de verre
FCG125	125 ml	Transparent
FCG30	30 ml	Transparent
FCG60	60 ml	Transparent
FCV1	10 ml	Transparent, intensif
FCV2	30 ml	Transparent, intensif
FVB125	125 ml	Brun
FVB30	30 ml	Brun
FVB60	60 ml	Brun