

# FLACONS DE CULTURE

Référence : FCCIP



Flacon de culture stérile à col incliné en polystyrène.

Surface de culture : 25 cm<sup>2</sup>

Volume de travail conseillé : 7 ml.

Traité pour la culture cellulaire. L'inclinaison du col permet un accès complet à la surface de croissance. Les flacons s'ouvrent ou se ferment avec 1/3 de tour de bouchon seulement, ce qui rend l'utilisation plus rapide et plus commode. Visualisation du volume de remplissage grâce aux graduations imprimées sur les côtés.