

FLACONS FORME RONDE

Références : FCL250, FFR125, FFR250, FFR500, FCL500, FCL125



En polyéthylène translucide haute densité. Très résistants !
D'une étanchéité parfaite, ils sont principalement destinés à la collecte d'échantillons sur le terrain, au transport, au prélèvement de contrôle de l'environnement ou à la conservation de solutions.
Col étroit (FFR) ou large (FCL)

Référence	Volume	Ferm. (mm)
FCL125	125 ml	38
FCL250	250 ml	43
FCL500	500 ml	53
FFR125	125 ml	24
FFR250	250 ml	24
FFR500	500 ml	28