


Références : FLYNAP, FLYNAP100



Avec FLYNAP, endormez les drosophiles en toute facilité et sans les dangers de l'éther.
Les drosophiles restent endormies plus de 50 minutes ce qui permet d'éviter les erreurs de sélection dues à la précipitation.

Économique : une bouteille de 100 ml permet de réaliser 1 000 endormissements de culture.
Ce produit peut être utilisé avec notre étheriseur.

10 ml

Réf : FLYNAP

100 ml

Réf : FLYNAP100