

# INCUBATEURS GAMME BIO EXPERT

Références : BE120, BE240, BE60



Poignée incrustée donc protégée

**La gamme des incubateurs Bio Expert (BE) s'utilise pour la mise en culture de toutes vos souches.**

Le programmeur très simple d'utilisation permet de contrôler : température, ventilation et cycles de température.

Le cycle de désinfection par chaleur sèche assure une décontamination optimale de l'équipement.

Volumes de 60L/120L et 240L

- **Configuration matérielle:**

- Cuve interne en inox EASYCLEANING (surface lisse, crémaillères démontables, bords arrondis) permettant un nettoyage intérieur facile
- 2 rayonnages anti-basculément fil inox, niveau d'étagère ajustable
- Porte intérieure vitrée (verre securit)
- Fermeture aisée «sans les mains», poignée incrustée: ne dépasse pas de la façade.
- Porte plein (possibilité d'avoir un hublot, contacter votre consultant)
- Unités empilables

- **Régulation thermique:**

- **Plage de régulation: T° ambiante +5°C à +100°C; +160°C pour la désinfection**
- Vitesse de ventilation réglable garantissant rapidité de mise à température et homogénéité
- Cycle de thermo-désinfection par chaleur sèche (160°C pendant 2h30)
- Alarme de température haute et basse, sonore et visuelle
- Tableau de commande simplifié avec affichage couleur
- Minuteur : 99h 59min

- Renouvellement d'air réglable (0 à 100 %), évacuation sur l'arrière Ø 35 mm

- Passage de câbles facilitant la validation et l'étalonnage de l'enceinte
- Port RS485 pour transfert des données (logiciel, câble, adaptateur et protocole USB en option)
- Normes
  - Sécurité de sur-température classe II tel que défini dans le document normatif Européen NF EN61010-2-010 (équivalent 3.1 DIN)
  - Conforme à la norme EN60068-3-11 et donc à la norme NFX15-140
  - Certificat de contrôle individuel
- Garantie 24 mois

Incubateur 120 L porte pleine

**Réf : BE120**

Incubateur 240 L porte pleine

**Réf : BE240**

Incubateur 60 L porte pleine

**Réf : BE60**