


KIT CONTRASTE DE PHASE (DIAPHRAGME STOP)

Référence : DIASTP



Tête de moustique femelle (x100)

Universel (pour portes filtres standards)

Accessoire génial qui permet de transformer vos microscopes en un instant!

Transformez vos microscopes en 'microscopes à contraste de phase' en un instant avec ce système ingénieux et économique!

Vous pourrez observer des détails incroyables sur des petits ou gros objets tels que: foraminifères, tête de moustique, pollens, cristaux ou encore des coupes végétales.

Il se place dans le porte-filtre (pour filtres standards) des microscopes afin de faire une observation sur fond noir. L'éclairage étant latéral, d'avantage de détails ainsi que le volume de l'objet sont mis en valeur (fonctionne aux grossissements x4 et x10). Le gain en qualité d'observation est incomparable.

A tester absolument!