

KIT DE CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

Référence : KITCHRO



Ensemble de 6 enceintes grand modèle pour chromatographie permettant de faire des chromatographies sur papier. Un crochet de fixation est intégré au couvercle. L'ensemble est résistant aux solvants.

Composition :

- 6 enceintes avec couvercles et crochets
- 36 bandelettes de papier pour chromatographie (24 x 285 mm)

Caractéristiques techniques :

Dimensions : Ø supérieur : 48 mm ; Ø inférieur : 85 mm ; hauteur : 255 mm

Volume : 1 L

Poids du kit : 2,350 kg