

KIT OPTIQUE MAGNÉTIQUE COMPLET

Références : KITOPTMAG1, KITOPTMAG2, KITOPTMAG3



Kit comprenant un jeu de 14 composants magnétiques (lentilles convergentes, divergentes, semi-circulaires, miroir, prismes, lame à faces parallèles) ainsi que 7 affiches inscriptibles permettant d'effectuer de nombreuses expériences d'optique géométrique.

Affiches inscriptibles (250 x 350 mm) : Œil humain, appareil photo, disque optique, quadrillage, télescope de Galilée, télescope de Kepler, télescope de Newton

Un feutre bleu effaçable ainsi que 4 aimants sont compris dans ce kit.

L'ensemble est livré dans une valisette de protection et de rangement.

Le kit est proposé en 3 versions :

- Kit seul
- Kit livré avec un laser 1, 3 ou 5 faisceaux rouge (proposé au détail sous la réf P/LASMULT2)
- Kit livré avec un laser 1, 3 ou 5 faisceaux rouge et vert (proposé au détail sous la réf P/LASMULT3)

Le kit est à compléter avec un panneau magnétique.450x600 ou 600x900 mm

Kit livré avec laser 1, 3 ou 5 faisceaux rouge

Réf : KITOPTMAG2

Kit livré avec laser 1, 3 ou 5 faisceaux rouge et vert

Réf : KITOPTMAG3

Kit seul

Réf : KITOPTMAG1

