

Références : TAMITUBE40, TAMITUBE100



Le système SureStrain™ est une solution rapide et facile à utiliser pour détacher, isoler et filtrer les cellules des amas et des tissus.

Un cadre en polypropylène supporte un tamis en nylon qui est disponible en trois porosités à code couleur : 40µm (bleu), 70µm (blanc) et 100µm (jaune).

La conception avancée du cadre/logement contribue également à des performances supérieures et à une réduction du temps de traitement.

L'aération améliorée permet à l'air de s'échapper pendant que le filtrat pénètre dans le tube, ce qui évite les débordements désordonnés.

- Conception avancée - débit plus rapide
 - Compatible avec les plaques à 6 puits
 - Emboîtables et empilables
 - Stérile ; sans RNase, DNase, pyrogène et cytotoxine.
 - Quatre pieds de 1,5 mm pour le filtrage dans des plaques et des plats plats.
 - Conçu pour être utilisé avec des tubes de 50 ml
- Adaptateur pour tubes de 15 ml inclus*.

Kit tamis 100 µm sur tube 50 ml

Réf : TAMITUBE100

Kit tamis 40 µm sur tube 50 ml

Réf : TAMITUBE40