

LAMPE FROIDE À LED

FICHE
PRODUIT

Référence : LAMPLED3



Cette lampe de 3W et 300 lumens en basse tension, idéale pour le laboratoire avec son socle lourd qui la stabilise, permet un éclairage dans toutes les directions avec son col de cygne orientable de 40 cm. Socle équipé d'un interrupteur sensible, permettant le réglage de 3 niveaux de puissance. Câble de longueur 1,7m et adaptateur secteur fourni. Eclairage blanc.

Flux lumineux : 300 lm, Temp. : 4000K

Hauteur : 70 cm

Diamètre du pied : 11,5 cm

Puissance : 3.0 W

Poids : 1,31 kg